

Hinweise, Richtlinien und Voraussetzungen zur erfolgreichen NMR Proben-Abgabe Anorg. Chemie, Haus D

- Saubere Röhrrchen (außen)
- Möglichst klare Lösungen (wenig, am besten kein Feststoff-Anteil)
- Saubere, gut leserliche Probenauftrags-Zettel
- Möglichst wenig, am besten gar kein Para-Film
- Proben-Nummer oben direkt unterhalb der Kappe **waagrecht** anbringen
- Keine zu kurzen (Mindest-Länge 16 cm) oder abgebrochene Röhrrchen
- Keine aufgeschlitzte oder defekte Kappen
- Füllhöhe 4 cm

Bitte ebenso beachten:

Nach **16.00 Uhr (Fr 13.00 Uhr)** abgegebene Proben
werden erst am darauffolgenden Werktag programmiert !